



UN HURACÁN CONTENIDO

iFuge UC01

(Centrífuga Compacta De Laboratorio Universal)

iFuge UC01

(Centrífuga Compacta
De Laboratorio Universal)

Comprar un equipo de laboratorio no debería ser una apuesta por la precisión vs. la excelencia en el diseño. Necesitas un dispositivo que ofrezca ambas cosas, con una destreza notable. Porque tu investigación de calidad merece una calidad que está por encima de la epidemia de equipos aceptables. Algo que ha sido cuidadosamente diseñado, expertamente fabricado y meticulosamente probado.


Con el iFuge UC01 de Neuation se puede lograr una precisión de alto grado con su velocidad ciclónica de 15000 RPM y una centrífuga controlada por microprocesador programable. Diseñado para ofrecer una precisión constante en cualquier carga con la capacidad de apagarse al menor indicio de desequilibrio. Esto es excelencia en acción.



Diseño superior de precisión extraordinaria



Motor de corriente continua sin escobillas (BLDC) para mayor durabilidad, rendimiento y una larga vida libre de mantenimiento



Controlado por microprocesador para un mejor rendimiento y mayor precisión



Configuración de Rango de velocidad de 500 a 15000 RPM



La Función de Seguridad de la tapa abre la tapa automáticamente después de completar cada ciclo



Operación suave y silenciosa incluso a máxima velocidad

Opción de ajuste de tiempo variable de 1 min. hasta 999 min. Y Modo Infinito.



Gran pantalla para ver fácilmente varios parámetros con un solo vistazo.



Función de Detección de Desequilibrios con Seguridad de Corte Automático




Compatible con múltiples rotores (oscilante y ángulo fijo)



Diseño superior de precisión extraordinaria



Detecta automáticamente el rotor y fija el máximo RCF por sí mismo



Diseño de baja altura para facilitar la carga y descarga de la muestra



El diseño inteligente del flujo de aire asegura que el aumento de la temperatura de la cámara está bajo control



Interfaz intuitiva con la función de memoria de última ejecución

Conversión de RPM / RCF en un solo toque y opción de Operación de Ciclo Corto en el teclado



Dispositivo seguro de bajo voltaje



El tamaño compacto ahorra un valioso espacio y permite que el dispositivo sea utilizado en campanas de extracción y cámaras frigoríficas.



Liberación de la tapa de emergencia



Especificaciones

iFuge UC01	
Especificaciones	Details
Max RPM / RCF (xg)	15000 RPM / 18270 g (RPM and RCF may vary as per rotor)
Motor type	Brushless DC
Display	Digital display
Speed Setting	500 to 15000 RPM
Time Setting	1 min to 999 mins & infinite mode
Lid Lock Safety	Yes
Auto Rotor detection	Yes
Rotors (not included)	Multiple Fixed angle & Swing out rotors
Weight	7 kg (without rotor)

Información de pedido

iFuge UC01		
Product Name	Cat #	Details
iFuge UC01	UC00-1003 EU/UK/AUS/US	Universal centrifuge with 15000 RPM

Rotors				
6 x 10 ml Swing	UC00-R01	4000 RPM	2270 g	
8 x 15 ml Fixed	UC00-R02	5000 RPM	3050 g	
16 x 10 ml Fixed	UC00-R03	5000 RPM	3400 g	
3 x 50 ml Rotor	UC00-R04	3200 RPM	1480 g	
96 Well Microplate Rotor	UC00-R05	2200 RPM	560 g	
18 x 2 ml Tube Rotor	UC00-R06	15000 RPM	18270 g	
12 x 2 ml Tube Rotor	UC00-R07	15000 RPM	15750 g	

2 Strip PCR Rotor	UC00-R08	15000 RPM	13260 g	
24 x 75 mm - Haematocrit Rotor	UC00-R09	12000 RPM	14220 g	
10 x 5 ml Rotor	UC00-R010	13500 RPM	15920 g	
24 x 2 ml & 0.2 ml PCR Combined Rotor	UC00-R011	13000 RPM	16260 g	

NEUATION
TECHNOLOGIES
www.neuation.com

AN ISO 9001 : 2015 & ISO 13485 : 2016 CERTIFIED MFG. COMPANY

*We also execute OEM projects. Specifications can be changed without notice for quality improvement.